

### **Copper T 380 Switch**

1. add a notch at the end of the inserter so doctor can controle the direction of the 'wings'
2. put some marker in centimeter from the end of the inserter such as Nova T to help controle the depth of insertion
3. the distance from tip to tip of the wing 31 mm

dr Handaya

**Masukan dari Dr. Handaya tentang  
Alat COPPER – T 380-SWITCH**

1. Pada ujung tangkai/gagang tempat nempel logam agar dicoak, sehingga saat gagang/tangkai diputar, logam tidak ikut mutar.
2. Agar pada ujung tangkai/plastik diberi nomor ukuran, CM untuk mengetahui dalamnya.
3. Panjang sayap dari COPPER-T dari ujung ke ujung agar diubah menjadi 31 mm. Contoh semula terlalu panjang (33 mm).

