

Der eigentliche Knackpunkt beim Thema Empfängnisverhütung:

# Methoden-Sicherheit **versus** Sicherheit unter Lebenspraxis

*lea*<sup>®</sup> Contraceptivum

Korpus aus reinem  
medizinischen Silikon

Integriertes Abflußventil für  
die normale Cervixsekretion

Kontrollschleife zum Über-  
prüfen der richtigen Position  
und leichteren Entfernen



Eine Größe-  
one size fits for all

Kräftiger Rand für sicheren  
Sitz ohne aufzuliegen

Chemische Mittel	Diaphragma	Spirale	Pille	lea® contraceptivum
				wenn vom Arzt empfohlen, sehr gute Arzt-Patient-Bindung wegen hoher Akzeptanz; Stärkung der Eigenverantwortung bei der Frau
		Arzt-Patient-Bindung vorhanden, aber oft durch Beschwerden seitens der Frau getrübt	wenn gut vertragen, hohe Akzeptanz, verbreitet Angst vor NW und Spätfolgen, trotzdem gute Arzt-Patient-Bindung	nebenwirkungsfrei, risikolos
		höhere Entzündungsanfälligkeit, Schmierblutungen, Gefahr von Tubenschwangerschaft	auch bei richtiger Wahl der Pillen kein völliger Ausschluß von Nebenwirkungen und evtl. Spätfolgen	rezeptfrei erhältlich, problemlose Anwendung für die Frau nach anfänglicher Kontrolle durch ihren Frauenarzt
	durch ein häufig unsicheres Gefühl Arzt-Patient-Bindung eher belastet	wird von vielen Frauen nicht vertragen, nicht bei späterem Kinderwunsch geeignet	verschreibungspflichtig, täglich "dran denken"	
	weitgehend nebenwirkungsfrei	keine Einschränkung der Spontanität	keine Einschränkung der Spontanität	keine Einschränkung der Spontanität
keine Arzt-Patient-Bindung, geringe Akzeptanz		Thema Verhütung für ca. 2 Jahre erledigt	tägliche Einnahme, wenn 1x vergessen restlicher Zyklus unsicher	nach Einsetzen 48h geschützt
Reizungen sehr häufig	häufig Unsicherheit über den richtigen Sitz			
häufig unangenehme Empfindungen bei Anwendung	durch wiederholtes Gelauftragen wenig Spontanität			
kein spontanes Sexualverhalten möglich	12h Schutz, aber wiederholtes Auftragen von Gel	sicher	sicher	sicher
bei jedem Verkehr neu aufzutragen	bei optimaler Anpassung recht sicher			
wenig sicher				

lea<sup>®</sup> Contraceptivum

# Methoden-Sicherheit **plus** Sicherheit unter Lebenspraxis



**MEDISAVE**

IDEEN DIE BEWEGEN

Ein Unternehmen der HUG-Gruppe

**MEDISAVE GmbH**  
Merzhauser Straße 112  
D - 79100 Freiburg  
T 0761-4584 519  
F 0761-4584 514

**MEDISAVE AG**  
Steinenvorstadt 13  
CH - 4051 Basel  
T 061-2817555  
F 061-2817555

**ORMED GmbH**  
Mariahilferstraße 1b  
A - 1060 Wien  
T 01-5818860  
F 01-587995510